

Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия Синомарин® Детский 100 мл

Состав и описание медицинского изделия:

Состав: Морская вода 70%, вода очищенная 30%, соответствует 23 г/л NaCl (2,3%).

Описание: прозрачная бесцветная жидкость без запаха со слегка солоноватым вкусом. Не содержит лекарств, консервантов и химических компонентов. Морскую воду, которую используют в препарате Синомарин®, берут из Канкальского залива на побережье Бретани во Франции. Качество морской воды постоянно контролируется Французским научно-исследовательским институтом по эксплуатации моря (IFREMER) под надзором Французского правительства.

Синомарин[®] является клинически проверенным противоотечным средством.

За счет того, что Синомарин® содержит гипертонический раствор морской воды (2,3% NaCl), он эффективно снимает заложенность носа и давление в пазухах, благодаря естественному механизму осмоса. Кроме того, он промывает и очищает носовую полость, разжижает и удаляет набытельно колучироство с выскуми в селименте в высучения в полость. избыточное количество слизи вместе с вирусами, бактериями, пыльцой растений и другими загрязнениями, блокирующей носовые ходы, облегчает носовое дыхание.

Действие гипертонического раствора морской воды:

- снимает заложенность носа за счет уменьшения отека слизистой оболочки носа (посредством
- разжижает слизь и облегчает ее выведение
- помогает восстановить естественную функцию слизистой оболочки носа
- очищает носовые полости от скопившейся слизи, корок, пыли, мусора, загрязняющих веществ, аллергенов и инфекционных агентов

увлажняет слизистою оболочку носа и снимает

сухость в носу. **Синомарин**® может быть использован в качестве альтернативы противоотечным лекарственным средствам (местные кортикостероиды, антигистаминные, сосудосуживающие препараты), или в комбинации с ними для повышения их эффективности. Он помогает снизить длительность медикаментозного лечения и общий объем потребления лекарственных средств. Синомарин® улучшает качество жизни, облегчая симптомы, связанные с заложенностью носа сини помы, связанные с заложенностью носа (например, зуд в носу, чихание, кашель, давление в носовых пазухах и ушах, нарушение сна). Синомарин® можно использоваться без перерыва, в течение до 30 дней. Синомарин® Детский 100 мл

Назальный спрей с мягким напором струи предназначенный для детей старше 6 месяцев. Форма выпуска:

Баллон алюминиевый, 100 мл назального спрея с

наконечником, учитывающим анатомическое строение носа и защитным колпачком. Инертный распыляющий газ (азот), не соприкасается с раствором.
1 баллон вместе с инструкцией помещают в

коробку из картона.

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено медицинское изделие: Спецификация производителя № 301061039AD.

Область применения и назначение медицинского изделия для физических лиц, применяющих медицинское изделие по назначению:

Область применения: Оториноларингология

Назначение:

- при всех случаях заложенности носа и пазух носа, например, ринит (инфекционный или аллергический), синусит; при простуде и гриппе.
- в случаях, когда лекарственные противоотечные средства противопоказаны (например, беременность, грудное вскармливание, заболевания щитовидной железы, высокое кровяное давление, сердечные заболевания, диабет).
- для повышения эффективности медикаментозных противоотечных средств и сокращения их применения.
- для профилактики назальных и вторичных ЛОР-инфекций и их осложнений, таких как отит.
- при восстановлении после эндоназальной хирургии.
- для ежедневной гигиены (например, при загрязнении окружающей среды).
- для увлажнения слизистой носа в сухом помещении.

Способ применения и дозы:

1-2 промывания каждого носового хода, 2-3 раза в день, или в соответствии с рекомендациями врача.

Инструкция по применению Взрослые и дети

- 1. Снимите защитную крышечку и установите наконечник в специальную выемку в верхней части баллона.
- 2. Наклонитесь над раковиной и поверните голову
- вправо. 3. Аккуратно вставьте наконечник в левую ноздрю
- и нажмите на него. 4. Поверните голову в противоположную сторону и повторите процедуру с другой ноздрей.
- 5. Удалите наконечник из ноздри, вернитесь в вертикальное положение, после того как раствор подействует в течение нескольких секунд, а затем высморкайтесь.
- 6. При необходимости повторите процедуру После каждого использования носовой наконечник следует снимать с баллона и промыть

теплой водой. Применение у детей, которые нуждаются в

- 1. Снимите защитную крышечку и установите наконечник в специальную выемку в верхней части баллона.
- 2. Положите ребенка на спину и поверните голову вправо.
- 3. Аккуратно вставьте наконечник в левую ноздрю и нажмите на него.
- 4. Поверните голову ребенка в противоположную сторону и повторите процедуру с другой ноздрей. 5. Удалите носовой аппликатор из ноздри,

посадите ребенка и, удерживая его затылок, подождите несколько секунд, чтобы препарат начал действовать, затем очистите нос или используйте специальный отсос для удаления слизи.

6. При необходимости повторите процедуру. Промывать назальный наконечник чистой водой после каждого применения.

Информация по мерам предосторожности

информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия:
Только для назального применения. Не используйте один и тот же носовой аппликатор более чем для одного человека. В начале использования может возникнуть небольшое ощущение жжения или временное раздражение в носовой полости.

Беременность и период лактации

Разрешено применение во время беременности и грудного вскармливания.

Информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия: Условия хранения

Хранить не выше 25°С. Беречь от солнечных лучей и источников тепла. Нельзя подвергать воздействию температур выше 50°С. Нельзя прокалывать или сжигать контейнер, даже если он пуст. Хранить в недоступном для детей месте! Срок годности

года. Не использовать препарат более 3 месяцев после его первого применения. Не применять после истечения срока годности! Производитель:

Gerolymatos International®

Gerolymatos Intermational S.A., Греция 13, Askilipiou str., 145 68 Kryoneri, Attiki, Greece. Тел +30 2103500800

www.sinomarin.com Изготовлено на заказ для www.sinonaint.com изготовлено на заказ для компании Seltfar LTD., Великобритания. (Berkeley Square house office 132, London, England, W1J 6BD). Тел./факс +44 (0)207 969 1421/1424, info@seltfar.ċo.uk

птошевешаг.со. ик
Уполномоченный представитель
производителя на территории Республики
Казахстан и организация, принимающая
претензии (предложения) по медицинскому
изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан:

Представительство «Сэлтфар ЛТД». г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, Нурлы Тау 1A, офис 301. Тел\факс +7 (727) 311 16 28, info@seltfarrep.kz

Расшифровка символов и обозначений, использованных при маркировке





LOT Номер серии



Изучите инструкцию по медицинскому применению





Защита окружающей



Знак соответствия изделия основным требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского Союза. (6653 Ным стандартам Европейского Союза, цифры обозначают идентификационный номер уполномоченного органа, выдавшего знак.

Инструкция по применению





Взрослые и дети









Дети, которые нуждаются в помощи

Решение: N054738

Решения: Noo4/30 Дата решения: 29.07.2022 Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя государственного органа (или уполномоченное лицо): Байсеркин Б. С.(Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан) Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе